



Zubehör

- Gerät mit Tasche und Nackengurt
- Verstellbarer Brustgurt (lang)
- Sauerstoffsättigungssensor mit eingestecktem Verbindungskabel und Klettband (kurz) für Fixation am Handgelenk
- Nasensensor mit eingestecktem Verbindungskabel
- Auftragsformular, Patientenprotokoll und Anleitung
- Roter Verschlussclip für die Rücksendung

Rücksendung

Bitte senden Sie uns nach Beendigung der Aufnahme das Gerät mit eingesteckten Kabeln, Gurt, Klettband, Sauerstoffsättigungssensor, Auftragsformular und Patientenprotokoll zurück. Die Versandkosten übernimmt Viollier.

- Per Kundendienst – Abgabe in der Praxis
- Per DPD – Abgabe an einem Pickup parcelshop → dpgroup.com/ch/mydpd/parcel-shops
- Per Post

Bitte beachten Sie für die Rücksendung des Koffers:

- Etikette aus Sichtfeld entfernen
- Entsprechende Retourenetikette (im Koffer) in das Sichtfeld schieben
→ **Adresse Viollier AG wird sichtbar**
- Koffer mit rotem Verschlussclip schliessen

herzlungenpraxis.ch

AN LEITUNG



Pulsoxymetrie

VIOLLIER

Anlegen des Geräts

Gerät vor dem Zubettgehen montieren

- Gerät und Brustgurt nicht direkt auf der Haut tragen.
- Nackengurt samt Gerät über den Kopf ziehen.
- Das Gerät mit dem Brustgurt **1** mittig auf der Höhe des Brustbeins fixieren → bei Männern auf Höhe der Brustwarzen, bei Frauen um den oberen Brustbereich.

- Gerät und Brustgurt nicht direkt auf der Haut tragen.
- Nackengurt samt Gerät über den Kopf ziehen.
- Das Gerät mit dem Brustgurt **1** mittig auf der Höhe des Brustbeins fixieren → bei Männern auf Höhe der Brustwarzen, bei Frauen um den oberen Brustbereich.
- Gurt straff anziehen, jedoch nicht so eng, dass er die Atmung einschränkt.
- Nasensensor unter der Nase ansetzen. Die Öffnung **2** in die Nasenlöcher platzieren.
- Kabel hinter die Ohren führen, Kabelschieber **3** unter dem Kinn anziehen und anpassen.

Fingersensor fixieren

Fingersensor fixieren

- Sauerstoffsättigungssensor mit Fingernagelsymbol nach oben am Finger anbringen. Fingersensor über den Finger ziehen, bis die Fingerkuppe sichtbar ist.

- Geeignet sind: Zeige-, Mittel- und Ringfinger (ohne Nagellack, Gelnägel oder Fingernagelaufsätze)

→ Fingerring mit  darf während der Nacht an einem anderen Finger gewechselt werden.

Gerät starten

- ### Gerät starten
- Vordere **blaue Starttaste 5** während 3 Sekunden drücken.
 - Während der Aufzeichnung blinkt das **grüne Licht 6** im 4-Sekunden-Takt. Wenn daneben ein **rotes Licht 7** erscheint, ist der Fingersensor nicht korrekt platziert → bitte korrigieren.

→ Am Morgen das Gerät demontieren und zurücksenden
Gerät schaltet nach 8 Stunden automatisch ab.

→ Am Morgen das Gerät demontieren und zurücksenden
Gerät schaltet nach 8 Stunden automatisch ab.

[illegible]